

奇美醫院臨床病理部檢驗資訊表

更新日期：110年8月26日

QP0701-01

| | | | | |
|---------|--|-------|-----|-----------|
| 檢驗項目名稱 | India ink stain / 墨汁染色法檢查 | | 計價碼 | 13055 |
| 檢體種類 | 腦脊髓液 | | 檢體量 | 0.5 ml 以上 |
| 採檢適用容器 | CSF 管  | | | |
| 禁食限制 | 無 | 加作檢驗 | 無 | |
| 採檢注意事項 | 1. 綠色螺旋蓋試管，第3管之後管別皆適用 2. 檢體採集後應盡快送檢。 | | | |
| 輸送條件 | 1. 永康院區內：採集後盡快送檢 2. 非永康院區：2~8 °C 保存一天 | | | |
| 檢驗儀器 | 顯微鏡 | | | |
| 檢驗方法 | 墨汁染色法 | | | |
| 檢驗試劑 | India ink stain | | | |
| 報告完成時間 | 一般：當天 | | | |
| 生物參考區間 | Negative | 危險臨界值 | 無 | |
| 臨床意義 | 隱球菌（如 Cryptococcus neoformans）有一厚的多醣類莢膜，不會被墨汁的顆粒染上色，所以會在黑色的背景中形成白色之光環 | | | |
| 干擾因素 | | | | |
| 操作組別/分機 | 鏡檢組/53646、53647 | | | |
| 委外代檢 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 委外代檢 代檢機構：_____ 聯絡電話：_____ 地址：_____ | | | |
| 備註 | | | | |