

奇美醫院病理部檢驗資訊表

更新日期：100 年 08 月 01 日

QP0701-01

檢驗項目名稱	SRY gene	計價碼/健保點數	16964 / 1800
檢體種類	血液	檢體量	3 cc
採檢適用容器	紫頭管(2支) 		
採檢注意事項	1.採集後迅速上下混合8次，盡速送檢。 2.用空針採檢，需拔除針頭並沿試管管壁緩慢注入檢體。 3.避免於靜脈注射處採檢及輸血後立即採血，以防止檢體污染。 4.如無法盡速送檢，請置於4°C冰箱保存。		
禁食限制	不需空腹，然亦避免飯後馬上採檢		
檢驗儀器	聚合酶連鎖反應儀		
檢驗方法	聚合酶連鎖反應		
檢驗試劑	PCR 相關試劑		
報告完成時間	30 天		
生物參考區間	Positive		
危險臨界值	無	加做檢驗	無
臨界差值 (Critical difference) *指具有統計意義的2次檢驗數據差	無		
臨床意義	SRY 基因是 Y 染色體上決定睪丸發育的主要基因		
操作組別/分機	遺傳組/52618、52619		
其它注意事項	收件時間：W1~W5，8:00~16:00		

編修日期：2011.05.25