

精準醫學核心實驗室檢驗資訊表

更新日期：2023 年 11 月 04 日

PM.QP004-01

檢驗項目名稱	Circulating tumor cells (CTC)		計價碼	14986
檢體種類	血液		檢體量	10 ml
採檢適用容器	白頭管 (Roche Cell free DNA Collection tube) 			
禁食限制	無	加作檢驗	無	
採檢注意事項	採檢後請勿離心，且於 24 小時內常溫送至實驗室。			
輸送條件	1. 永康院區內：常溫 2. 非永康院區：常溫			
檢驗儀器	Miselect RII System			
檢驗方法	自動化微流體細胞影像檢測			
檢驗試劑	Micareo Select Kit			
報告完成時間	14 天			
生物參考區間	CTC count/8 ml	危險臨界值	無	
臨床意義	利用周邊血液中的循環腫瘤細胞 (Circulating Tumor Cell, CTC)，來追蹤腫瘤預後診斷、腫瘤復發、轉移監控、腫瘤治療效果監測、腫瘤術後輔助治療方案選擇。			
干擾因素	本測試不適用於從未被診斷患有實體瘤的患者，亦不適合在急性或慢性發炎症狀發作期間進行測試，必須等待症狀解除才能進行測試。建議患者在抽血前至少 7 天內“並未接受任何治療”。			
操作組別/分機	精準醫學核心實驗室/52619			
委外代檢	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 委外代檢 代檢機構：吉蔚精準檢驗 聯絡電話：(02)2246-9428 地址：新北市中和區中山路 2 段 348 巷 4 號 8 樓			
備註	收件時間： 1. 週一至週四下午二點前送至精準醫學實驗室。 2. 例假日及例假日前一天不收件。			