

臨床病理部公告

編號：CP-An-111-26

主旨：檢驗項目「血液氣體分析」異動操作儀器

執行院區：■永康 □柳營 □佳里 □樹林院區 □南科

受文單位：各院區臨床單位

內容：

1. 檢驗項目「血液氣體分析」操作儀器，由 NOVA CCX，異動為同廠牌 NOVA Stat Profile pHox Ultra，並因此異動「動脈血參考區間」如下附表。
2. 方法學、送驗時間及方式、檢體量、採檢容器、報告時效、等均不變。

項目	單位	異動前參考區間		異動後參考區間
		男性	女性	不分性別
ABG-PH		7.34—7.44	7.35—7.45	7.35 ~ 7.45
ABG-PCO ₂	mmHg	35—45	32—42	35 ~ 45
ABG-PO ₂	mmHg	75—100	75—100	83 ~ 108
ABG-O ₂ Satu	%	95—98	95—98	95 ~ 98
ABG-Act cHCO ₃	mmol/L	22—26	20—24	21 ~ 28
ABG-ct CO ₂	mmol/L	23—27	21—25	22 ~ 29
ABG-Bass Express	mmol/L	-2.3—2.4	-1.2—3.3	-2 ~ +3
ABG-Std. cHCO ₃	mmol/L	22—26	22—26	
Na-Blood Gas	mmol/L	135 ~ 148		136 ~ 146
K-Blood Gas	mmol/L	3.5 ~ 5.0		3.5 ~ 5.1
Cl-Blood Gas	mmol/L	98 ~ 108		98 ~ 106
Free Ca ⁺⁺	mmol/L	1.13 ~ 1.32		1.09 ~ 1.30
Mg-Blood Gas	mmol/L	0.45 ~ 0.60		0.45 ~ 0.60
Lactate-Blood Gas	mmol/L	0.4 ~ 2.0		0.7 ~ 2.5

執行日期：111 年 11 月 4 日

聯絡單位：永康 鏡檢 組；分機：53646、53647

陳自強 11.3

本通告除給予各受文單位外同時於臨床病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師