

臨床病理部公告

編號：CPAn-110-25

主旨：新增 Posaconazole 抗黴菌藥物濃度定量

執行院區：■永康 ■柳營 ■佳里 ■樹林院區 ■南科

受文單位：全院臨床單位

內容：

1. 因應臨床需求新增 Posaconazole 抗黴菌藥物濃度定量檢驗

檢體項目	計價碼	檢體類型	採檢管	報告時效
Posaconazole 抗黴菌藥物濃度定量	10954	血液 3cc	紫頭管	3 個工作天

2. 此檢驗為自費檢驗: 1140 元。

3. 醫囑點選「藥毒物檢驗」。

4. 採檢注意事項

(1) 用藥達血中藥物濃度穩定狀態約需 5-7 天，請於藥前採檢。

(2) 輸送條件

甲、院區內輸送: 檢體常溫輸送至收件中心或檢驗部門。

乙、跨院區輸送: 全血於採檢後以 3000rpm，10 分鐘離心，取血漿於 4°C 保存，若超過 24 小時才可送達永康院區實驗室，則血漿需先置於 -20°C 以冷凍保存。

本通告除給予各受文單位外同時於臨床病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師

5. 報告格式及參考區間

	Posaconazole 濃度
預防建議濃度	> 0.7 ug/mL
治療建議濃度	1 - 1.5 ug/mL
建議降低劑量	> 3.5 ug/mL

6. 本檢驗項目由臨床病理部精準醫療檢驗室操作

執行日期： 110 年 05 月 07 日

聯絡單位： 永康:精準醫療檢驗室 ;分機：53634

柳營:血庫免疫組 ;分機：77511、77516

佳里:檢驗科 ;分機：33284

楊子堉 2021.5.17